

# PULMO-DYN®

**MATRATZENERSATZSYSTEM  
IN DER INTENSIVPFLEGE  
ZUR**

- VERBESSERUNG DER  
VENTILATIONS- UND  
PERFUSIONSV ERHÄLT-  
NISSE**
- PNEUMONIE-  
PROPHYLAXE BEI  
STARK GEFÄHRDETEN  
PATIENTEN**
- UNTERSTÜTZUNG DER  
SEKRETMOBILISATION**



## KINETISCHE THERAPIE – BEI PULMONALEN STÖRUNGEN UND FÜR OPTIMALE DRUCKENTLASTUNG

- Übersichtliches Bedienpanel, zeigt über Leuchtdioden alle Einstellungsmöglichkeiten an
- Individuell einstellbare Rotationszeiten bis zu 120 Minuten. Winkeleinstellung und Pause sind für beide Seiten einzeln einstellbar
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- 16 einzeln regulierbare und herausnehmbare Luftkissen sorgen für höchsten Patientenkomfort und gezielte Druckentlastung gefährdeter Körperpartien (Patentiertes MAPP-System)
- CPR Ventil zur Schnellentlüftung in Notfallsituationen
- Der „TheraDerm“-Überzug reduziert Scher- und Reibungskräfte, ist atmungsaktiv und bietet als porenfreies Material eine Barriere gegen pathogene Keime
- Rotationsstopp bei Erreichen eines 45°-Sitzwinkels – Patient gelangt automatisch in Rückenlage
- Rotationsauflage arbeitet als unabhängige Funktionseinheit auf den darunter liegenden Querzellen und ermöglicht eine schonende Rotation bis zu 40°
- Maximale Befüllung zur Unterstützung bei pflegerischen Maßnahmen
- Automatische Anpassung des Kissendrucks bei halbsitzender Position
- Integrierte Seitenstabilisatoren sorgen für Halt des Patienten
- Tastensperre als Sicherheitsfunktion



### TECHNISCHE DATEN



| Matratze         |   |
|------------------|---|
| Abmessungen      | 208 x 84 x 28 cm (LxBxH)  |
| Material         | PU und beschichtetes Nylon  |
| Reinigung        | Bezug waschbar bei 70 °C, Desinfektion mit DGHM gelisteten Desinfektionsmitteln |
| Patientengewicht | 25 bis 200 kg   |
| Aufbau           | 16 Zellen + Rotationsauflage  |

| Aggregat      |                           |
|---------------|---------------------------|
| Abmessungen   | 56 x 19 x 29,2 cm (LxTxH) |
| Gewicht       | 13,6 kg                   |
| Pumpleistung  | max. 1.800 l / min.       |
| Netzanschluss | 220 V / 50 Hz             |
| Stromaufnahme | 168 – max. 480 W          |

© 2010 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: August 2010

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO13485

