

GERROMED LAGERUNGSSYSTEME – LEBENSQUALITÄT IN JEDER LAGE

Wechseldruck					Low-Air-Loss	Kinetische Therapie	Weichlagerung Energetisch & Non-Energetisch			Kindersysteme		
NoDec®					Top Wave®	Pulmo Dyn™***	Renco Soft®	Decus®	Gairomat Plus®	Rencosy®		
A*	E	S	P**	Bari						Mini	Midi	Maxi

ZIELGRUPPE

Gewichtsbegrenzung in kg	30-160	30-220	30-250	30-250	30-400	20-200	25-200	bis 140	bis 130	30-300	bis 2,5	2,5-4,5	4,5-25
Geeignet für Patienten mit Restmobilität	●	●	○	○	○	◐	○	○	●	●	○	○	○
Geeignet für Bauchlagerung	○	○	●	○	●	●	◐	○	○	○	○	○	○

THERAPEUTISCHE MERKMALE

Geeignet für Dekubitusgrad nach EPUAP	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3	1	1,2,3			
Regulierung des Hautklimas (atmungsaktive Bezüge und/oder Low-Air-Loss-Technologie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TECHNISCHE MERKMALE

Modus für Patiententransport	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○
Nulldrucktechnologie – Aktive Druckentlastung	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

- zutreffend
- ◐ bedingt zutreffend
- gar nicht zutreffend

* Seitenstabilisatoren unterstützen die Mobilisation des Patienten bzw. das Aufstehen aus dem Bett.
 ** Verlängerbar auf ein Übermaß bis 210 cm
 *** Rotation bis zu 40° C

© 2010 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Übersicht genannten Handelsmarken sind Eigentum von GerroMed oder deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® oder TM sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. Die Handelsmarke NoDec ist Eigentum der Firma Speed Plastics, Ltd., UK. Die Handelsmarke Pulmo-Dyn ist Eigentum der Firma ASI Medical Equipment, Ltd., USA. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Übersicht ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: 08/2010.

