


Ultrasorbs® Drypads

Lebensqualität in jeder Lage!



**SEHR
HOHES
AUFNAHME
VOLUMEN**

**ULTRASORBS® IST DIE
PERFEKTE ERGÄNZUNG
ZU ALLEN GÄNGIGEN
LOW-AIR-LOSS-
SYSTEMEN**

**ULTRASORBS® IST
WIRTSCHAFTLICH**

**ULTRASORBS® SORGT
FÜR MEHR KOMFORT
DES PATIENTEN**

**ULTRASORBS® STEHT
FÜR EIN MODERNES
FLÜSSIGKEITS-
MANAGEMENT**

**ULTRASORBS® HÄLT,
WAS ES VERSPRICHT**

ULTRASORBS®

DIE DRYPADS FÜR MEHR PATIENTENKOMFORT

Ultrasorbs® schützt vor Flüssigkeitsaustritt, sodass kein häufiges Laken- und Unterlagenwechseln mehr von Nöten ist.

Kein Verklumpen und Zerfasern der Unterlage bei Nässe oder stark sezernierenden Wunden/Verbrennungen, Ultrasorbs® ist dennoch atmungsaktiv.


Ultrasorbs® verringert die Notwendigkeit von mehreren Zuglaken zum Positionieren des Patienten.

Schnelle, effektive Feuchtigkeitsaufnahme durch thermogebundenen SuperCore®, hält Feuchtigkeit von der Haut fern, da diese im Kern gebunden wird.

Geruchskontrolle macht die Pflege angenehmer und fördert das Wohlbefinden der Patienten

Ultrasorbs® ist mit jedem Wechsellagerungs- oder anderen Antidikubitussystemen einsetzbar.

Aufgrund der Luftdurchlässigkeit besonders geeignet als Ergänzung zu Low-Air-Loss-Systemen, wie z.B. der TopWave® von GerroMed.



LEISTET
SO VIEL
WIE 4
HERKÖMMLICHE
UNTERLAGEN

| Artikelnummer | Größe | VE/ Stück | Absorptionsfähigkeit |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| INK4561 | 45 X 61 cm | 1 Karton (6 X 10 Stck.) | 900 – 1150g |
| INK6191 | 61 X 91 cm | 1 Karton (7 X 10 Stck.) | 1800 – 2300g |
| INK101228 | 101 X 228 cm | 1 Karton (30 Stck.) | 4000 – 4500g |

MATERIAL

Spunlaced Polypropylen, Airlaid-Technologie mit einem Kern aus superabsorbierendem Polymer, luftdurchlässige Polyethylen/Vlies Rückseite

LAGERUNGSEMPFEHLUNG

Trocken und sauber, bei Raumtemperatur

VERPACKUNG

Unsteril, Abpackung: Polybeutel

VERTRIEB UND SERVICE

GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH

Tel.: 040 54 73 03-0

mail@gerromed.de

© 2015 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Datenblatt genannten Handelsmarken sind Eigentum von GerroMed oder deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Gebrauchsanweisung ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO13485



GerroMed

GerroMed Pflege und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D - 22453 Hamburg · Telefon 040 / 54 73 03-0 · Fax 040 / 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de