

NoDec[®] AIRSTREAM3

**MATRATZENERSATZ-
SYSTEM FÜR HÖCHST-
RISIKOPATIENTEN UND
BEI BESTEHENDEN
DEKUBITALGESCHWÜREN
ALLER STADIEN**

**AKTIVE SAUGWIRKUNG
DES AGGREGATES DURCH
NULL-DRUCK TECHNOLOGIE
UNTERSTÜTZT ERHÖHTE
REAKTIVE HYPERÄMIE**

**SPEZIALVENTILE
ERMÖGLICHEN SCHNELL
UND EINFACH DIE
BAUHLAGERUNG**



**EFFEKTIVE WEICH-
LAGERUNG BEI
SCHMERZEMPFIND-
LICHEN PATIENTEN**

NoDec[®] BARI

**Auch für Schwerstpatienten in 120 cm breite
bis 400 kg Patientengewicht
erhältlich!**

NULL-DRUCK-TECHNOLOGIE – DA MACHT UNS KEINER WAS VOR.

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPR Ventils
- Weichlagerung durch Komforteinstellung (weich – medium – hart) möglich
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- Optionale Weichlagerung bis in den Wirkungsbereich von Low-Air-Loss-Systemen
- Geeignet für Patienten bis 250 kg
- Hautfreundlicher, desinfizier – und waschbarer bi-elastischer Bezug mit antimikrobieller Wirkung, bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte
- Verschleißarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- 3-Zellen Wechseldruck-Nulldruck-Technologie
- Einfaches Umlegen von zwei Ventilen ermöglicht eine schnelle Bauchlagerung
- Vollständige Druckentlastung jeder Körperpartie im 5-Minutenzyklus für zwei Minuten
- Integrierte Netzkabel Führung



TECHNISCHE DATEN



Matratze	
Abmessungen	200 x 85 x 25 cm (LxBxH)
Material	Polyester mit Polyurethan
Reinigung	Bezug waschbar bei 80-90 °C Desinfektion mit VAH gelisteten Desinfektionsmitteln
Patientengewicht	30 bis 250 kg
Aufbau	2-Lagen, 19 Querzellen, 3 entleerbare Kopfzellen

Aggregat	
Abmessungen	35 x 18 x 38 cm (LxTxH)
Gewicht	6,8 kg
Zyklusdauer	15 Minuten
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	20 W / 0,35 A

© 2019 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.

Stand der Informationen: April 2019

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO13485:2016

